

Fluimar

Spray di acqua di mare
Igiene nasale quotidiana

100 ml



100% NATURALE - PRODOTTO IN FRANCIA

IDRATA LA MUCOSA NASALE

FACILITA L'EVACUAZIONE DELLE SECREZIONI NASALI

Fluimar Igiene nasale, è uno spray di acqua di mare al 100% naturale, ricca di sali minerali e oligoelementi marini. Può essere utilizzato ogni giorno grazie alla sua concentrazione fisiologica (isotonica - 9‰). La sua microdiffusione consente un'applicazione delicata e omogenea sulla mucosa.

COMPOSIZIONE: Acqua di mare isotonica (equivalente a 9 g/L di sali), acqua purificata.

INDICAZIONI: Lo spray **Fluimar Igiene nasale** è consigliato per adulti, bambini e neonati sin dalla nascita (eccetto prematuri):

- Per un'igiene nasale quotidiana
- Idrata la mucosa nasale
- Facilita l'evacuazione delle secrezioni nasali
- Raccomandato in caso di rinite allergica

POSOLOGIA: 1-2 nebulizzazioni per narice, 1-3 volte al giorno all'occorrenza.

Fluimar Igiene nasale può essere utilizzato quotidianamente per un periodo prolungato.

MODALITÀ D'USO: Inclinare la testa lateralmente. Introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore e nebulizzare **Fluimar Igiene nasale**. Ripetere l'operazione con l'altra narice. Raddrizzare la testa per lasciar defluire il muco, quindi pulire l'eccedenza o soffiarsi il naso.

PRECAUZIONI PER L'USO: Lavare il beccuccio con acqua calda e sapone dopo ogni utilizzo. Risciacquare e asciugare.

CONTROINDICAZIONI: Non utilizzare nei neonati prematuri. Non utilizzare in caso di ipersensibilità all'acqua di mare.

AVVERTENZE: Se i sintomi persistono o si aggravano, consultare il medico. Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave avvenuto in connessione a questo dispositivo a Laboratoires Gilbert - sito Web: www.labogilbert.fr e/o all'Autorità Competente nazionale.

TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: Non oltrepassare la data di scadenza indicata sulla confezione. Attenzione. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Non forare o bruciare, nemmeno dopo l'utilizzo. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

*Riferimenti studi clinici:

- Wang J. et al., «Efficacy of buffered hypertonic seawater in different phenotypes of chronic rhinosinusitis with nasal polyps after endoscopic sinus surgery: A randomized double-blind study», Am. J. Otolaryngol., vol. 41, pp. 1-8, 2020.
- Slapak I. et al., «Efficacy of isotonic nasal wash (Seawater) in the treatment and prevention of rhinitis in children», Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., vol. 134, n° %11, pp. 67-74, 2008.
- The Children's Memorial Health Institute, «Usability Opinion Number 31/2002 - Assessment Subject: Formula for nasal hygiene, spray for infants, children and adults "MARIMER"», The Children's Memorial Health Institute, Warsaw, 2002.
- Culig J. et al., «Efficiency of hypertonic and isotonic seawater solutions in chronic rhinosinusitis», Med. Glas., vol. 7, n° %12, pp. 116-123, 2010.
- Koksai T. et al., «Comparison between the use of saline and seawater for nasal obstruction in children under 2 years of age with acute upper respiratory infection», Turk. J. Med. Sci., vol. 46, pp. 1004-1013, 2016.

LEGENDA SIMBOLI / SYMBOLS LEGEND

0459 Conformità Europea
European Conformity

Riferimento
Catalogue number

Leggere le istruzioni
Read the manual

Fabbricante
Manufacturer

Distributore
Distributor

Dispositivo medico
Medical Device

Data di scadenza
Expiry date

Numero del lotto
Batch code

+OM Dalla nascita
From birth

3 Conformità alla Direttiva relativa ai generatori di aerosol
Compliance with the Aerosol Generators Directive

175 Capacità del contenitore
Container capacity

Fluimar

Seawater spray
Daily nasal hygiene

100 mL

100% NATURAL - MADE IN FRANCE
IT MOISTURIZES THE NASAL MUCOUS MEMBRANES
IT FACILITATES EVACUATION OF NASAL SECRETIONS

Fluimar Nasal hygiene, is a 100% natural seawater spray, rich in mineral salts and marine trace elements. It can be used daily thanks to its physiological concentration (isotonic - 9 ‰). Its micro-diffusion allows gentle, homogeneous application on the mucous membranes.

COMPOSITION: Isotonic sea water (equivalent to 9 g /L in salts), purified water.

INDICATIONS: The **Fluimar Nasal hygiene** spray is recommended for adults, children and infants and newborns (excluding premature infants):

- For daily nasal hygiene
- It moisturizes the nasal mucous membranes
- It facilitates evacuation of nasal secretions
- It is recommended in cases of allergic rhinitis.

DOSAGE: 1 to 2 sprays into each nostril, 1 to 3 times per day, as needed.

Fluimar Nasal hygiene can be used daily for an extended period.

INSTRUCTIONS FOR USE: Tilt the head to one side.

Gently insert the tip of the nozzle in the upper nostril and spray **Fluimar Nasal hygiene**.

Repeat in the other nostril. Hold the head straight and allow the mucus to drain out, then wipe away any excess fluid or blow the nose.

PRECAUTIONS FOR USE: Wash the tip with hot soapy water after each use. Rinse and wipe.

CONTRAINDICATION: Do not use for premature infants. Do not use in the event of hypersensitivity to seawater.

WARNING: If symptoms persist or worsen, consult your doctor. Please report any serious incidents related to this device to Laboratoires Gilbert - website: www.labogilbert.fr and/or the competent national authority.

KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.

STORAGE CONDITIONS: Do not exceed the expiry date indicated on the case.

Warning. Pressurised container: can burst under the effects of heat. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. Do not smoke. Do not puncture or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

*Clinical studies references:

- Wang J. et al., «Efficacy of buffered hypertonic seawater in different phenotypes of chronic rhinosinusitis with nasal polyps after endoscopic sinus surgery: A randomized double-blind study», Am. J. Otolaryngol., vol. 41, pp. 1-8, 2020.
- Slapak I. et al., «Efficacy of isotonic nasal wash (Seawater) in the treatment and prevention of rhinitis in children», Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., vol. 134, n° 911, pp. 67-74, 2008.
- The Children's Memorial Health Institute, «Usability Opinion Number 31/2002 - Assessment Subject: Formula for nasal hygiene, spray for infants, children and adults "MARIMER"», The Children's Memorial Health Institute, Warsaw, 2002.
- Culig J. et al., «Efficiency of hypertonic and isotonic seawater solutions in chronic rhinosinusitis», Med. Glas., vol. 7, n° 12, pp. 116-123, 2010.
- Koksai T. et al., «Comparison between the use of saline and seawater for nasal obstruction in children under 2 years of age with acute upper respiratory infection», Turk. J. Med. Sci., vol. 46, pp. 1004-1013, 2016.



chemist's research

Distribuito da / Distributed by:
Chemist's Research S.r.l.
via Leuca, 13
73020 Cavallino (LE) Italy
www.chemistresearch.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



Laboratoires Gilbert
928 avenue du Général de Gaulle
F-14200 Hérouville Saint-Clair



CE
0459

Anno/Year: 2001



GR_REV02_07/2022

